



## Innomentarium DRP 2430 – Tekniset tiedot

- Suoradigitalisointiratkaisun integrointi Performa mammografialaitteen järjestelmään
- Käytetyn mammografialaitteen kuntotarkastus ja perushuolto
- Asennus ja käyttöönotto
- Käyttökoulutus
- Käytön tuki
  
- Suoradigitaalinen detektori RSM 2430C

Detektorin koko	24 x 30 cm
Kuva-alue	233.5 x 291.8 cm
Detektorin tyyppi	Csl
Pikselikoko	76 µm
Etäisyys rintakehästä	2,8 mm
Resoluutio	3072 x 3840
Kuvaussykli	10 s
Tiedonsiirto	1 Gb Ethernet
AEC	yhteensopiva laitteen AEC:n kanssa
Kiinteä asennus	kuvaussykli ilman detektorin irrotusta
  
- Työasema PC + näyttö

Proessori	Intel Core i7
Muisti	8 GB
Kovalevy	1 TB HDD
Näytön koko	27 tuumaa
Näytön resoluutio	1920x1080
  
- Työasemaohjelmisto Rconsole1

Kuvaformaatti	Dicom
Kuvausdatan siirto	Sarjakaapeliyhteys
RIS yhteensopivuus	Työlistan haku ja statuksen päivitys (MWL, MPPS)
PACS yhteensopivuus	Kuvien lähetys
Käyttöliittymäkieli	suomi, englanti